

Scheda tecnica dei prodotti

1. Identificazione del prodotto

Cerotti UNIVERSALI – PE (polietilene) + film di alluminio sotto tampone avvolto

Cerotti ELASTICI (Tessile) – Tessuto + film di alluminio sotto tampone avvolto

Cerotti PREMIUM – PU elastico + film di alluminio sotto il tampone della ferita

Cerotti rilevabili al metal detector blu	
Codice prodotto ²	Nome del prodotto
P0158	Cerotti 7.2 x 1.9 cm (UNIVERSALI)
P0160	Cerotti 7.2 x 2.5 cm (UNIVERSALI)
P0344	Cerotti 7.2 x 5.0 cm (UNIVERSALI)
P0156	Cerotti 12.0 x 2.0 cm (UNIVERSALI)
P0163	Cerotti – misti di 4 misure diverse (UNIVERSALI)
P0586	Cerotti 6 cm x 5 cm
P0487	Cerotti 8 cm x 5 cm
P0387	Cerotti 7.2 x 2.5 cm (PREMIUM)
P0395	X-Ray & MD Cerotti 2.5 x 7.2 cm (PREMIUM)
P0396	X-Ray & MD Cerotti 2.5 x 7.2 cm (ELASTICI)
P1158	Cerotti 7.2 x 1.9 cm (ELASTICI)
P1160	Cerotti 7.2 x 2.5 cm (ELASTICI)
P1344	Cerotti 7.2 x 5.0 cm (ELASTICI)
P1156	Cerotti 12.0 x 2.0 cm (ELASTICI)
P2104	Cerotti auricolari rilevabili 9 x 3.8 cm (ELASTICI)
P2875	Cerotti rilevabili a farfalla 68 x 38 mm (ELASTICI)
P0164	Cerotti rilevabili sul giunto 68 x 38 mm (ELASTICO)
P1163	Cerotti mix di 3 misure (ELASTICI) 40pz (7.2x1.9cm), 40pz (7.2x2.5cm), 20pz (7.2x5cm)
P0587	Cerotti 6 cm x 5 m (ELASTICI)
P0486	Cerotti 8 cm x 5 m (ELASTICI)
P0488	Cerotto idrogel per ustioni 11 cm x 6.7 cm
P0165	Gesso blu su bobina – 2.5 cm x 5 m (non rilevabile)
P0388	Bobbies di gomma blu (non rilevabili)
P0489	Bobbies in gomma blu per X-RAY
P2951	Benda autoadesiva blu 2.5 cm x 4.5 m (non rilevabile)
P2952	Benda blu 6 cm x 4 m (non rilevabile)

Il tampone in alluminio è costituito da un foglio di alluminio, che viene fissato con una colla ipoallergenica a un tampone non adesivo, spessore 500 µ. La colla ipoallergenica non contiene lattice. Il film non contiene SVHC.

Cerotti rilevabili ai RAGGI X 2,5 x 7,2 cm (Codice prodotto P0395-2 e P0396-2)

I cerotti rilevabili ai raggi X includono una lastra di solfato di bario.

2. Informazioni normative

Misure di sicurezza: S7 / Conservare la confezione ben sigillata

S16 / Tenere lontano da fonti di accensione

Modulo di tracciabilità: lotto e data di scadenza sul retro della scatola. Con eventuale codice a barre.

Classificazione: Dispositivi medici di classe I

Regolamento (CE) n. 1935/2004 Questo prodotto è conforme alla normativa per essere esposto a persone beni di consumo.

Altre informazioni

a) Uso

Conservare in stanze sigillate; Tenere fuori dalla portata di qualsiasi fuoco, bagliore, calore o fonte di accensione; Massima temperatura di conservazione +25°C, min -5°C; in condizioni di moderata umidità dell'aria proteggere il pacco contro luce solare, acqua e umidità. Tenere fuori dalla portata dei prodotti ossidanti. Soddisfa le normative necessarie per i requisiti di conservazione sterile.

b) Rischio

Non dannoso in normali circostanze industriali e igiene personale. L'irritazione della pelle dovuta alla disidratazione è improbabile a causa del tampone perforato e non adesivo. Tuttavia, l'irritazione della pelle non può essere esclusa se usato ripetutamente o in caso di esposizione prolungata.

c) Caratteristiche tecniche

Colore: blu / Profumo: Inodore / Rilevamento: Metallo con calza magnetica o solfato di bario (cerotti X-RAY)

RILEVABILITÀ: La società PROHACCP informa che i nostri prodotti rilevabili ai metalli hanno caratteristiche magnetiche e possono essere rilevati da sistemi di rilevamento dei metalli standard. Tuttavia, a causa delle impostazioni dei diversi sistemi di rilevamento dei metalli, non si può garantire che i nostri prodotti vengano rilevati dai tuoi metal detector. Pertanto non possiamo assumerci alcuna responsabilità mancato rilevamento dei nostri prodotti o di loro parti. La rilevabilità dei nostri prodotti dipende dalle impostazioni del metal detector e dal tipo di prodotti alimentari prodotti (composizione del prodotto, pezzatura, umidità ecc.). Al fine di garantire che i nostri prodotti rilevabili al metal detector verrà rilevato, ti consigliamo vivamente di testarlo sui tuoi metal detector prima di utilizzarlo.

Il produttore informa che i suoi prodotti rilevabili ai metal detector hanno caratteristiche magnetiche e possono essere rilevati da sistemi di rilevamento metalli standard. Tuttavia, a causa delle impostazioni dei diversi sistemi di rilevamento dei metalli, il BLU dei nostri prodotti può non essere rilevato dai tuoi metal detector. Pertanto non possiamo assumerci la responsabilità per il mancato rilevamento dei nostri prodotti o loro parti. La rilevabilità dei nostri prodotti dipende dalle impostazioni del metal detector e dal tipo di prodotti alimentari fabbricati (composizione del prodotto, dimensioni, umidità, ecc.). Per assicurarci che i nostri prodotti rilevabili al metal detector vengano rilevati, noi consigliamo vivamente di testarli sui metal detector prima di utilizzarli.

La presente Scheda tecnica rappresenta una traduzione fedele dell'originale fornita dal produttore disponibile in originale presso i nostri archivi