

# ANTIBAC FOAM



## LAVAMANI DISINFETTANTE IN SCHIUMA

- Potere disinfettante (PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°19860)
- Elimina fino al 99.9% dei batteri
- Elegante dosatore con finestra grigia che permette di controllare il livello di consumo del prodotto



Schiuma lavamani disinfettante. Adatta anche per ambiente alimentare (HACCP).

**COMPOSIZIONE:** 100g di prodotto contengono: alchil-dimetil-benzilammonio cloruro (benzalconio cloruro) 0,75g, clorexidina digluconato 0,40g, coformulanti (tensioattivi, solventi e acqua) q.b.a 100g. **COMPOSIZIONE (Regolamento 648/2004/EC):** tensioattivi anfoteri < 5%. Contiene: Disinfettanti.

Conforme alle **Norme EN:** 1276, 1499, 13624, 13727.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

**ANTIBAC FOAM****MODALITÀ D'USO**

Dosare nel cavo della mano circa 5ml di prodotto e lavare per almeno 1 minuto. Sciacquare accuratamente ed asciugare. Confezionato in pouch da 800 ml, da utilizzare con:

- DISPENSER CARE FOAM IGIENE (Cod. 510300): Dispenser personalizzato "Sutter Care" per i prodotti lavamani in schiuma. Dispenser con sistema "captive" per l'inserimento selettivo delle pouch/ricariche. Erogazione: 0,6 ml/dose.

**DILUIZIONE**

Pronto all'uso.

**DATI TECNICI**

**ASPETTO:** Liquido limpido

**COLORE:** Incolore/giallo

**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)

**COV:** 0,05%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
6,3 ± 0,5	9,0 ± 0,9	1.01			

**AVVERTENZE**

Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.



ATTENZIONE



ATTENZIONE

**NOTE**

Teme il gelo.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

## ANTIBAC FOAM

### PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5398	ml 800	6	12x8=96