



VINILE

GUANTI MONOUSO VINILE CLASSIC (5,0GR - 25 MINUTI)

excellent tearing resistance - maggior durata - +25% spessore



Scheda tecnica

AGG. 27/03/2023

PG 504

Descrizione

GUANTI MONOUSO VINILE CLASSIC (5,0GR - 25 MINUTI)

Codici - Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Art.	010271	010272	010273	010274
EAN	8000697008602	8000697008619	8000697008626	8000697008633
ITF	08000697000248	08000697000255	08000697000262	08000697000279

Specifiche

Peso - Classe	(M) 5gr		
Peso	(S) 4,35gr	(M) 4,9gr	(L) 5,4gr (XL) 5,9gr
Colore	trasparente		
Altro	ambidestri		
Finitura Est.	polimerizzato, superficie liscia		
Finitura int.	polimerizzato		
Lunghezza	240 mm		
Spessore Dita	0.07 mm	tol+- 0.02 mm	
Spessore Palmo	0.06 mm	tol+- 0.02 mm	
Spessore Polso	0.05 mm	tol+- 0.02 mm	
AQL	≤1.5		

Dispositivo di Protezione Individuale

DPI cat. III

Reg. (UE) 2016/425 (DPI) - EN 420:2003+A1:2009 - EN ISO 374-1:2016/Tipo C EN ISO 374-5:2016

Per la protezione da sostanze chimiche e microorganismi.



EN ISO 374-1:2016/Tipo C

EN ISO 374-5:2016



Sostanza	Permeazione	Degradazione (%)
K - Idrossido di sodio 40%	3	84.9

Per la verifica dei requisiti di sicurezza in ambito DPI si è proceduto all'esame UE del tipo (modulo B) presso ANCI servizi SRL sezione CIMAC (0465) Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato ANCI servizi SRL sezione CIMAC (0465)

AGG. 27/03/2023 - PG 504

Dispositivo Medico

DM classe I

Reg. (UE) 2017/745 (MDR) - EN 455 1-2-3-4

Rep: 2344136

Per la prevenzione della contaminazione incrociata paziente/utilizzatore.

Idoneo per esame, esplorazione, medicazione e laboratorio.



Utilizzo

Prodotto monouso.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Leggere attentamente tutte le informazioni ed avvertenze prima dell'impiego del prodotto. Accertarsi che sia privo di difetti o imperfezioni e adatto all'uso previsto. Conservare la confezione per garantire la rintracciabilità delle informazioni relative al prodotto. Per informazioni o richieste rivolgersi a quality@brentasrl.com.

I valori di protezione chimica sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio e non riflettono la durata effettiva della protezione nelle condizioni reali d'impiego che può diminuire nel caso i guanti siano danneggiati e/o usurati o se la sostanza viene utilizzata in una miscela. Per le sostanze corrosive, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti protettivi. Il contatto con sostanze chimiche aggressive diverse da quelle certificate, va preventivamente valutato.

Dichiarazione di conformità disponibile sul sito www.brentasrl.com.



Sicurezza

Allergeni:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Imballi e Pesì

Conf	100 Pezzi
Netto gr	
(S)	435
(M)	490
(L)	540
(XL)	590

pesi toll 5%

Collo	10 Confezioni
Netto gr	Lordo gr
(S)	4350 (S) 5200
(M)	4900 (M) 5750
(L)	5400 (L) 6250
(XL)	5900 (XL) 6750



Pallet
10 x Strato
70 x Pallet

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, raggi solari e/o UV.

Il prodotto deteriorato non rilascia sostanze nocive.



Smaltimento

Separa ove possibile le componenti principali dell'imballaggio ed il prodotto e conferiscile in modo corretto. Verifica le disposizioni del tuo comune.

Eventuali contatti con sostanze pericolose debbono essere considerati al momento dello smaltimento stesso. In questo caso smaltire in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Confezione PAP 21 CARTA Raccolta differenziata

Prodotto Raccolta indifferenziata

Collo PAP 20 CARTA Raccolta differenziata

AGG. 27/03/2023 - PG 504

Note