

**MIKRO 1**
**Art. 78005.21 Ricambio Microfibra filo continuo Mikro 1**

DESCRIZIONE GENERALE	
<b>Descrizione</b>	Ricambio Microfibra filo continuo Mikro 1
<b>Codice gestionale</b>	Art. 78005.21
<b>Lavaggio</b>	60°



DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE PARTE CONTATTO PAVIMENTO	Filato in microfibra (100% poliestere ) bianco
COMPOSIZIONE BASE PER ACCOPPIAMENTO	Nastro 100% poliestere con superficie di accoppiamento in velcro
N.RO MAX DI APERTURE CHIUSURE VELCRO	10.000 cicli
PESO STANDARD	gr. 95 +/- 5%
LUNGHEZZA	Mm. 430
LARGHEZZA	Mm. 105

**CONSIGLI E MODALITÀ PER UN CORRETTO UTILIZZO**

MODALITÀ DI UTILIZZO	La frangia Mikro 1 si utilizza agganciando la base all'apposito telaio in plastica ( art. 78005 vedi prodotti complementari ) con attacco universale per la connessione al manico ( art 72611 vedi prodotti complementari ). E' specifica per un utilizzo ad umido per il lavaggio e la disinfezione. Attraverso l 'utilizzo della bandierina 4 colori si può destinare il panno ad un ambiente specifico ed evitare la contaminazione incrociata .
TIPO DI PULIZIA	La frangia Mikro1 è indicata per un'attività di pulizia di mantenimento e disinfezione , in particolare è ideale per il lavaggio giornaliero di pavimenti interni , ( Alberghi , uffici, ospedali , Rsa , cliniche ) ove sia richiesto un alto livello di disinfezione.
DIMENSIONI AMBIENTI	La frangia da cm 40 è indicata per la pulizia di ambienti di piccole medie dimensioni con presenza di ostacoli ( stanze di ospedali o Rsa con presenza di letti , corridoi stretti , bagni , gradini )

**MANUTENZIONE : CONSIGLI PER UNA MAGGIOR DURATA DELLA FRANGIA**

MAX TEMPERATURA DI LAVAGGIO CONSIGLIATA	60°
MODALITÀ DI LAVAGGIO IN LAVASCIUGA:	Si consiglia di lavare la frangia nelle apposite reti così da contenere meglio il prodotto e preservare la macchina dai fili di microfibra
SAPONE DI LAVAGGIO	Si consiglia l'utilizzo di detersivo neutro ( non utilizzare cloro o candeggina , non utilizzare ammorbidente ,non utilizzare detersivi alcalini con ph < 11 )
ASCIUGATURA	Dopo la centrifuga ( Numero massimo di giri consigliato :1000 ) asciugare la frangia in maniera naturale ( non asciugare in essiccatore )
NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI	Seguendo le corrette istruzioni si può arrivare a lavare e riutilizzare la frangia sino a 500 volte

**RIFERIMENTI CONFEZIONE**

NUMERO	30 pz
DIMENSIONI	Dimensioni: Mm. 450x200x390
VOLUME	m <sup>3</sup> 0,0351
PESO NETTO	Kg 3,0
PESO LORDO	Kg 3,7

**RIFERIMENTI PALLET STANDARD**

NUMERO	40 Confezioni
N.ro FRANGE	1200 Pz
VOLUME TOTALE	cm 80x120x(160+15) =1,68 m <sup>3</sup>
PESO LORDO	Kg. 20 + (40 x 3,7) =168 kg

**ARTICOLI COMPLEMENTARI**

Art. 780 05	Attrezzo per panno con velcro - base in plastica - attacco universale cm 40 ( richiedi la scheda tecnica )	
Art. 726 11	Manico in alluminio cm.140 con foro ( richiedi la scheda tecnica )	

DATA: APRILE 2023

N.RO INTERNO SCHEDA: 0001.78005.21.03

I dati indicati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi puramente indicativi;

La Taxon si riserva la facoltà di variarli senza alcun preavviso.